



TECHNISCHEN DATENBLATT

METALLPOLIERMITTEL SCHWARZ FÜR EISENHALTIGE METALLE - ZINK

0806 SCHWARZ SOFORTIGE WIRKUNG

Unsere Metallpoliermittel ermöglichen das Färben und Patinieren der Metalle durch Oxydation. Für Kupfer, Bronze und Messing kann das POLIERMITTEL Nr. 0805 oder die ANTIK GRÜNE PATINA Nr. 0867 verwendet werden.

Dieses Mittel verleiht einen dunkleren Schwarzton als das Mittel Nr. 0805.

AUFTRAGUNG

Auftragung mit einem Pinsel oder untertauchend auf ein entfettetes, nicht-lackiertes und trockenes Metall. Nicht sprühend auftragen. Es reagiert sofort.

Das Mittel kann mit Wasser verdünnt werden, man erhält so individuelle Nuancen. Das Mittel ist ebenfalls als Konzentrat Nr. 0866 erhältlich.





Nach der Oxydation das Metall mit ausreichend klarem Wasser spülen um die Reaktion zu stoppen. Nach vollständiger Trocknung kann das Metall mit unserem SCHUTZÖL 0860 geschützt werden, oder mit unserem Rostschutz 0861 samtig/matt oder glänzend lackiert werden.

Reinigung der Pinsel: mit klarem Wasser.

ROST

Auf bestimmten Stahllegierungen lässt **der Metallbräuner** das Eisen rosten; um dem abzuhelpen, wird nach Anwendung dieses Produkts empfohlen, es mit einem Tuch oder einem Schwamm abzuwischen und sofort **das Neutralisationsmittel 0804** aufzutragen. Dann mit der vorgesehenen Verarbeitung weitermachen.

Sicherheitshinweise

-  aufmerksam das Sicherheitsetikett lesen,
-  unbedingt Gummihandschuhe und Schutzbrille tragen
-  nicht schlucken,
-  außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Informationen nach bestem Wissen und Gewissen, jedoch ohne Gewähr.